

eBlot™ L2 快速湿转仪

配置及主要技术参数要求：

1、仪器配置：

名称	数量
eBlot L2™ 快速湿转仪	1
eBlot L2 转膜夹（midi）	2
电源线	1
镊子	1
铲子	1
托盘	1
转印滚子	1
硅胶管	1（套）
WB 反应盒	1
触控笔	1
eBlot L2 试剂盖*	1（套）

*为赠品

2. 产品参数

2.1 eBlot™ L2 快速湿转仪

重 量：9kg

尺 寸：280mm（长）×260mm（宽）×320mm（高）

电源参数：220-240V，50/60Hz，600W

数控模块：液晶显示、报警、轻触按键及 LED 灯

适用范围：适用于聚丙烯酰胺凝胶的蛋白快速转膜

材 料：ABS， PP， 不锈钢， 硅胶

工作温度：15-40 ℃

镊 子：聚碳酸酯

铲 子：聚碳酸酯

托 盘：不锈钢

避免酸、碱、丙酮等化学试剂腐蚀仪器表面。

2.2 eBlot L2 转膜槽 (Midi)

重 量：1.5kg

尺 寸：205mm（长）×160mm（宽）×40mm（高）

材 料：铝镁合金、钛、不锈钢

2.3 性能参数

序号	性能参数	内容
1	适用性	设备不仅能满足 Western Blot 实验中蛋白转膜的需求，而且快速、安全、操作简单，设备连续运行稳定可靠。
2	通道	仪器有两个通道，通道间独立，两个转膜槽设计，可运行两个独立的转膜程序，可同时完成 4 块小型胶或 2 块中型胶。
3	转膜时间	5-10 分钟完成转膜 4 块小型胶或 2 块中型胶的转印
4	仪器运行	触控屏设计，一键启动，自动化完成程序，无需人工值守
5	程序设计	仪器有三个预设转膜程序，并有 3 个自定义程序，程序均可根据实验需求进行调整使用
6	转膜试剂	有即用型转印试剂、浓缩型转印试剂，转膜试剂不含醇，使用便捷
7	电源	内部配置电源，无需外接电源供应器